



Messanleitung für Dogfellow Geschirre

1. RÜCKENSTEG: Messen Sie vom letzten Halswirbel (Widerrist) bis zur Stelle, an der der Bauchumfang liegt.

2. BAUCHUMFANG: Eine Hand sollte zwischen Vorderbein und Bauchgurt Platz sein, bei kleineren Hunden 2-3 Finger breit. Beachten Sie, dass Sie immer auf den Rippen, niemals in den Weichteilen messen, da sich das Geschirr auf Zug noch etwas nach hinten verschiebt.

3. BAUCHSTEG: Hier wird von der Mitte des Brustbeines weg bis zu dem Punkt gemessen, an dem der Bauchgurt sitzen soll.

4. SCHULTER: Mitte Brustbein, den Hals entlang bis Mitte Widerrist. Hierbei wird einseitig gemessen!

BITTE BEACHTEN SIE, dass für ein exakt sitzendes Geschirr **IMMER** der Hund und **NIEMALS** das vorher getragene Geschirr gemessen werden sollte!